

## 1. Naam van het product

Trilkussen blauw corduroy

## 2. Product code

16776840

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

## 4. Korte omschrijving

Vibrerende kussens, gemaakt met tactiele bekledingsstof. Geef druk op het kussen om het te laten vibreren en laat los om te stoppen. Geeft zachte massage aan een zere rug of vermoeide voeten. Werkt op 2 D batterijen (niet inbegrepen).



## 5. Inhoud

- 1x trilkussen.  
**Let op:** batterijen zijn niet inbegrepen.

## 6. Zintuigen stimulaties

Voelen

## 7. In gebruik nemen

Zachte druk op het kussen activeert het kussen en activeert het trillen. Het kussen kan helpen om pijn te verlichten en verhoogt de bloedcirculatie. Het is echter geen geneesmiddel of een alternatief voor professionele medische hulp. Als de pijn aanhoudt is het van belang om een arts te raadplegen.

## 8. Aanvullende informatie

Het trilkussen kan behulpvol zijn bij bijvoorbeeld het volgende:

- Voor ontspanning en het verzachten van gezwollen enkels, plaats de voeten op het kussen.
- Voor verzachting van vermoeide en pijnlijke spieren, plaats kussen achter de kuit.
- Voor ontspanning en het verzachten van pijn in de gewrichten, plaats kussen achter de knieën.
- Voor het verzachten van ischiatische pijn, plaats het kussen in de onderrug.
- Om een zere nek tegen te werken en zo ook de spanning en stress die hoofdpijn kan veroorzaken, plaats het kussen tussen de schouderbladen.
- Om vibraties door de hele rug te laten gaan. Plaats kussen in het midden van de rug.

## 9. Veiligheid

Houd altijd toezicht bij het gebruik van het trilkussen.





## 10. Technische informatie

**Afmeting :** 30 x 30 cm  
**Gewicht:** 0,35 kg

## 11. Installatie

- Open de ritssluiting op de achterkant van het kussen.
- Haal de plastic houder uit het kussen en plaats de batterijen (let op juiste aangegeven polariteit). Zorg dat batterijen in dezelfde richting geplaatst worden.
- Plaats de plastic houder terug en sluit de ritssluiting.

## 12. Onderhoud

Vervang de batterijen indien nodig. De hoes kan voorzichtig worden verwijderd om schoon te maken. De hoes kan alleen met de hand worden schoongemaakt met een erg mild schoonmaakmiddel. Het trilkussen en de hoes kunnen niet worden ondergedompeld in water.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

